



RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es
Teléfono: +34 961667124
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.
Valencia

Cubre Zapatos. Shoe Cover

Ficha Técnica

Referencia.

SCPE44.B

Descripción.

Cubre zapatos. Ofrece un aislamiento evitando el contacto directo de la superficie del zapato con el suelo. Superficie texturada para evitar los deslizamientos y aportar resistencia

Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° C y 30° C.

No exponer a la luz solar directa.

Especificaciones

CE. Categoría I

Riesgos Mínimos.

Directiva 89/686/EEC PPE

Características

Azul

Elástico comfortable

Transpirable

Técnico

Medidas: 400 mm x 150 mm x 0'044 mm

Peso: 4.90 gr

Medida de embalaje: 45 x 40 x 39 cm

Presentación

Paquete: 10 x 10

Caja: 20 paquetes

20 paquetes x 100 unidades

2.000 unidades

