

NITRILE GENTLE TOUCH PRO BLEU



NITRILE	BLEU FONCÉ	NON POUDRÉ	S-XXL	AMBIDEXTRES	NON STÉRILES
---------	------------	---------------	-------	-------------	-----------------

Gants confortables en nitrile. Ils protègent contre les risques chimiques spécifiques et les solvants en contact sporadique. Une excellente préhension en milieu humide ou sec. Il offre une grande variété d'utilisations générales dans les secteurs de l'alimentation, de l'exploration et des examens médicaux, des laboratoires, de l'hygiène et du nettoyage, de la coiffure, du bricolage, etc.

Caractéristiques:

Ils ne contiennent pas de protéines de latex, conviennent aux personnes allergiques au latex.	Texturé sur toute la surface. Prise en main facile.
Bleu foncé, sans poussière, à usage unique, ambidextres.	Grande résistance et durabilité.
Manchette à rebord, protection contre les déversements.	Flexibilité et adaptabilité.



Dimensions du gant	S	M	L	XL
LARGEUR DE LA PAUME	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGUEUR	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur de la paume mm (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Épaisseur des doigts mm (± 0.02)	0.13	0.13	0.13	0.13
Épaisseur du poignet mm (± 0.02)	0.08	0.08	0.08	0.08
Poids grammes (± 0.3)	4.4	4.6	5.0	5.4

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

Règlementation:

- Catégorie III. Marquage CE conformément au Règlement (UE) 2016/425.
- Classe I. Selon le Règlement (UE) 2017/745 réglementant les dispositifs médicaux, qui transpose la directive 93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux.
- Règlement alimentaire 10/2011 sur les matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- ASTM F1671 et ASTM F1670. Résistance à la pénétration du sang et des virus bactériophages.
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- ASTM D6978, résistance aux médicaments de chimiothérapie.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Point 7 de la norme EN374-2. Point 5 de la norme EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5:2016. Exigences relatives aux risques liés aux micro-organismes. (Champignons, virus et bactéries).
- EN 420:2003+A1:2009.
- EN 455-1-2-3-4. Résistance à la rupture après vieillissement 6.01N. Pendant la durée de vie de l'appareil. 6.24N.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Type B

EN ISO 374-5:2016



J K P



VIRUS



0161

CAT III

RUBBEREX SPAIN S.L

Résistance chimique:

PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1.2018

Les gants sont classés en fonction du temps de pénétration, selon chaque produit chimique pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants:

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	6	J
HYDROXYDE DE SODIUM 40%	6	K
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%	6	P

Durée de passage (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

DÉGRADATION EN ISO 374

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique utilisé dans la perméation.

(DR) J : N-Heptane = 52,01%

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40% = 50,99%

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30% = 37,91%

Le GANT NITRILE type EPI « GENTLE TOUCH PRO BLEU » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

NITRILE GENTLE TOUCH PRO BLEU



Étiquetage:

Date de fabrication, date d'expiration, numéro de lot, référence et code EAN. Désignation du produit en plusieurs langues: espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation.

Taille et unités, guide des tailles.

REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN
0504	Bleu	S	7	8435234005040
0505	Bleu	M	8	8435234005057
0506	Bleu	L	9	8435234005064
0507	Bleu	XL	10	8435234005071



Conditionnement :

Boîte distributrice de 100 pièces, avec ouverture découpée pour un accès hygiénique au gant.

Dimensions : 210 x 70 x 120 mm

10 boîtes de 100 unités par caisse

1000 gants par caisse

63 caisses par palette

REV.03 MAY 2023

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España