

NITRILE BLANC GENTLE TOUCH



NITRILE	BLANC	PAS DE POUSSIÈRE	S-XL	AMBIDEXTRE	NON STÉRILE
---------	-------	---------------------	------	------------	-------------

Gant confortable. Il offre une protection contre les risques chimiques spécifiques et les solvants de contact sporadiques. Ses utilisations comprennent l'alimentation, l'exploration-examen de santé, la dentisterie, le laboratoire, l'hygiène et le nettoyage, le bricolage, etc.

Caractéristiques:

Ne contient pas de protéine de latex, convient aux personnes allergiques au latex	Texturé à ses extrémités, ce qui le rend plus facile à saisir.
Blanc, non poudré, à usage unique, ambidextre	Haute résistance et durabilité.
Manchette avec bride, protection contre les éclaboussures.	Flexibilité et adaptabilité

Présentation :

- Boîte distributrice de 100 unités, avec ouverture pénétrée pour un accès hygiénique au gant.
- L'emballage contient : 10 boîtes de 100 unités
- Dimensions : 210 x 120 x 60 mm



Étiquetage : Date de péremption, date de fabrication, numéro de lot, référence, code-barres. Nom du produit en plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, Pictogrammes de protection, Normes et législations de sécurité. Taille et unités, guide des tailles.

REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN	EAN 14
2190	Blanc	S	7	8435234521908	18435234521905
2191	Blanc	M	8	8435234521915	18435234521912
2192	Blanc	L	9	8435234521922	18435234521929
2193	Blanc	XL	10	8435234521939	18435234521936

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Zone industrielle de Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

Règlement:

- Catégorie III. Marquage CE selon le règlement (UE) 2016/425
- Règlement alimentaire 10/2011 sur les matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- ASTM F1671 et ASTM F1670. Résistance à la pénétration du sang et du virus bactériophage.
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Point 7 de la norme EN 374-2. Point 5 de la norme EN374-4
- EN ISO 374-5:2016
- EN420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020
- EN455-1-2-3

RÉSISTANCE CHIMIQUE

PERMÉATION. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Les gants sont classés en termes de temps de passage, en fonction de chaque produit chimique individuel auquel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants :

CHIMISTES	NIVEAU	LETTRE
HYDROXYDE DE SODIUM 40 %	6	K

Niveaux de performance :

Temps de passage (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

DÉGRADATION

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique fabriqué dans la perméation.

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40 % = -45,26 %

Le GANT EN NITRILE DE TYPE EPI « GENTLE TOUCH LG » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les dangers chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les dangers microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 /
Type C

EN ISO 374-5:2016



0161

K

VIRUS

CAT III

Dimensions du gant	S	M	L	XL
LARGEUR DE LA PAUME	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUDE	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur de la paume mm (± 0,02)	0.07	0.07	0.07	0.07
Épaisseur du doigt mm (± 0,02)	0.11	0.11	0.11	0.11
Épaisseur du brassard mm (± 0,02)	0.06	0.06	0.06	0.06
Poids gr. (± 0,3)	3.2	3.5	3.7	3.9

Logistique:

Distributeur : 100 gants

Boîte : 10 distributeurs par boîte

Palette : 77 cartons