

NITRILO GENTLE TOUCH LONG CUFF



NITRILO

AZUL

SIN POLVO

S-XL

AMBIDIESTRO

NO ESTÉRIL

Guante confortable de **largo especial**. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca el exploración y examinación, alimentación, laboratorio, higiene y limpieza, odontología, bricolaje, alimentación, etc.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex.	Texturado en sus puntas, facilitando el agarre.
Azul sin polvo, de un solo uso, ambidiestros.	Alta resistencia y durabilidad.
Puño con reborde de largo especial, protección frente a derrames.	Largo especial para proteger el antebrazo

Presentación:

- Caja dispensadora de 100 unidades, con apertura petroquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 250 x 130 x 75 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, referencia, código de barras. Denominación del producto en varios idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, pictogramas de protección, normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN13	EAN14
0500	Azul	S	6-7	8435234505007	18435234505004
0501	Azul	M	7-8	8435234505014	18435234505017
0502	Azul	L	8-9	8435234505021	18435234505028
0499	Azul	XL	9-10	8435234504994	18435234504991

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (UE) 2016/425
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- EN ISO 21420:2020
- EN 420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016 + EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- EN ISO 374-5:2016. (EN 374-4). ISO 16604:2004 Bacteriófago

EN ISO 374-1:2016 + EN
ISO 374-1:2016/A1:2018
Tipo B

EN ISO 374-5:2016



J K T



VIRUS



2777

CAT III

RESISTENCIA QUÍMICA EN ISO 374-1:2016 + EN ISO 374-1:2016/A1:2018

PERMEACIÓN. EN 16523-1:2015+A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.

Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
N-HEPTANO	6	J
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
FORMALDEHIDO 37%	6	T

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN. EN 374-4:2019

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) J: N-Heptano = 1.4%

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = 24,0%

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NITRILO GENTLE TOUCH LONG CUFF



(DR) T: Formaldehído 37% = 10,9%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO “GENTLE TOUCH LONG CUFF” debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo

Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
ANCHO DE PALMA	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 290 mm	Min 290 mm	Min 290 mm	Min 290 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Grosor dedo mm (± 0.02)	0.13	0.13	0.13	0.13
Grosor puño mm (± 0.02)	0.10	0.10	0.10	0.10
Peso gr. (± 0.3)	6.7	7.0	7.5	8.0

Dispensador y caja



Logística:

Dispensador: 100 guantes

Caja: 10 dispensadores por caja

Dispensador: 250 x 130 x 75 mm

Caja: 390 x 275 x 265 mm

Pallet: 49 cajas

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España